



**EFQM**

Global Excellence Award  
Winner - 2019

## **GC Ibérica**

Ofertas y Novedades

**Invierno - Primavera**

*Enero - Abril 2020*

**GC**



Since 1921  
Towards Century of Health

**everX Flow™ de GC** - La última innovación

Fuerte hasta el núcleo

Composite fluido reforzado con fibras cortas para reemplazar la dentina

**everX Flow**, un composite fluido reforzado con fibras cortas destinado a **reemplazar la dentina y a reforzar las restauraciones**. Siguiendo el mismo principio que las vigas de acero en la construcción, las fibras de vidrio de **everX Flow** refuerzan las restauraciones y las **protegen de fisuras**. **everX Flow** posee una **excelente resistencia a la fractura cercana a la de la dentina** gracias a una **alta cantidad de fibras cortas fuertemente adheridas a la matriz de resina**. Esto permite que el material **refuerce eficientemente grandes restauraciones posteriores**, en combinación con un composite convencional como capa de esmalte.

en restauración



everX Flow™

**everX Flow Syringe**  
2ml (3.7g) **Bulk shade**

**PVP Oferta 63,50€**

**1** Ref. 012898  
Contenido: **everX Flow Syringe**  
2ml (3.7g) **Bulk shade**  
+ 20 x Dispensing Tips III Plastic  
+ Light protective cap.

**everX Flow Syringe**  
2ml (3.7g) **Dentin shade**

**PVP Oferta 63,50€**

**2** Ref. 012899  
Contenido:  
**everX Flow Syringe**  
2ml (3.7g) **Dentin shade**  
+ 20 x Dispensing Tips III Plastic  
+ Light protective cap.



**everX Flow/GUI Starter Kit**

**PVP Oferta 139,00€**

~~PVP rec: 167,60€~~

**3** Ref. 890475  
Contenido:  
**everX Flow Syringe** 1x2ml **Dentin shade**,  
**everX Flow Syringe** 1x2ml **Bulk shade**,  
**G-aenial Universal Injectable Syringe** 1ml A2,  
**G-aenial Universal Injectable Syringe** 1ml A3,  
Dispensing Tip Long Needle x 20,  
Dispensing Tip III Plastic x 40, 4 x Light-Protective Cap.

Dos colores para dar respuesta a todas sus necesidades

**Color Bulk**  
Profundidad de polimerización 5.5mm

Óptimo para cavidades posteriores profundas

Óptimo para resultados más estéticos y para reconstrucción de muñones

**Color Dentina**  
Profundidad de polimerización 2.0mm

Óptimo para **reforzar** grandes cavidades y conseguir **resultados estéticos** a largo plazo



Preparación de la cavidad



Aplicación de everX flow



Capa final con **Essentia** (color universal)



Situación post-operatoria



# FujiCEM Evolve™ de GC

FujiCEM Evolve™



## Innovador cemento de ionómero de vidrio modificado con resina que proporciona un rendimiento fiable y una agradable comodidad

Los **ionómeros de vidrio** son el legado de **GC**, con una calidad demostrada, tal y como se ha comprobado en estudios independientes de todo el mundo. Dé un paso adelante y elija una aplicación fácil, menos sensibilidad a la técnica y una alta tolerancia a la humedad con **FujiCEM Evolve**.



### Mezcla manual o automezcla



- Las salidas están muy separadas: las pastas no se contaminan entre sí y es posible la mezcla manual.

- Punta de mezcla «Push and Click» fácil de colocar.
- Puede dispensarse directamente en la restauración o en el conducto radicular (con la punta para endodoncia).



### El ionómero de vidrio modificado con resina en el que puede confiar

- Menos sensible a la técnica que los cementos de resina.
- No se necesita tratamiento previo: aplicación en único paso.
- Tiempo de trabajo largo, tiempo de fraguado breve.
- Tolera la humedad: no se necesita dique de goma.
- Menor riesgo de sensibilidad postoperatoria.
- Excelente sellado y adaptación marginal.



Cortesía del Dr. J. Tapia Guadix (España)

### Viscosidad óptima

- Extrusión controlada para un procedimiento sencillo.
- Grosor de película reducido y adaptación precisa.
- Opción de fijación con polimerización para facilitar la retirada del exceso (Tack-cure).



Cortesía del Dr. J. Tapia Guadix (España)

## Un paso adelante

### GC FujiCEM Evolve Triple Pack Automix

**PVP Oferta 185,00€**

~~PVP rec: 254,60€~~

1 Ref. 012950

Contenido:  
3 x GC FujiCEM Evolve syringe (9.2 g / 5.0 ml),  
45 x GC Push & Click Tip Regular.



Situación inicial



Aplicación con automezcla



Asentamiento de la restauración



El estado gomoso se alcanza después de solo 3s de polimerización



El exceso se elimina fácilmente de una vez



Resultado final

### Una opción versátil para la práctica diaria

FujiCEM Evolve puede utilizarse en numerosas aplicaciones y no requiere un aislamiento absoluto de la humedad. Además, su fuerza de adhesión al zirconio mejorada hace que sea especialmente interesante para cementar las restauraciones cerámicas de alta resistencia

Indicado para:



### GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5.0ml)

012948	GC FujiCEM Evolve Starter Kit: Syringe (1), Tips Regular (15) → <b>99,85€</b>
012949	GC FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix: Syringe (3), Mixing Pad (1) → <b>217,35€</b>
012954	GC Push & Click Tip Regular (15) → <b>19,35€</b>
012955	GC Push & Click Tip Endo (15) → <b>29€</b>

Precios y contenidos válidos hasta el 30 de abril de 2020 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.



# G-ænial® Universal Injectable de GC

## Transforme la forma en que trabaja

### Empiece a inyectar con nuestro Composite inyectable de alta resistencia

Inyectar, dar forma y contornear al mismo tiempo

**3 pasos en 1:**  
dar forma y contornear mientras se inyecta

Como **G-ænial Universal Injectable** no se descuelga ni gotea, usted tiene todo el control para adaptar, dar forma y contornear a medida que inyecta para que las restauraciones sean rápidas y fáciles. Se adapta perfectamente a la base de la cavidad y le permite crear contornos, cúspides e incluso paredes proximales de forma sencilla.



Capacidad de pulido inigualable con una estética bonita

Aplicación universal para toda clase de cavidades

Colocación más rápida sin desperdicios



Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

Clase V

G-ænial® Universal Injectable EXACLEAR

### G-ænial Universal Injectable + G-Premio BOND Kit

Descuento +40%

**PVP Oferta 130,00€**

~~PVP rec: 222,70€~~

1 Ref. 901509

Contenido:

3 jeringas **G-ænial Injectable A1 (1ml), A2 (1ml), A3 (1ml)**, **G-Premio BOND Bottle (5ml)**, 30 Dispensing Tips Long Needle, 3 x Light-protective cap.



Colores estándar											Colores internos			Colores externos	
XBW	BW	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	CV	CVD	AO1	AO2	AO3	JE	AE
901471	901472	901473	901474	901475	901476	901477	901478	901479	901480	901481	901482	901483	901484	901485	901486

**PVP rec: 38,60€** (jeringa 1ml, 1.7g)



## EXACLEAR de GC

### Material de Polivinilsiloxano Transparente

Tenga una visión clara

### EXACLEAR de GC

**PVP rec 74,20€**

2 Ref. 012792

Contenido:

**EXACLEAR Cartridges 2 x 51g**



Visión cristalina

Manejo óptimo  
Rendimiento

NOVEDAD

## G-CEM™ Veneer de GC

### La fluidez perfecta

Cemento de resina fotopolimerizable de fácil colocación para requisitos estéticos exigentes

#### Polimerización excelente

G-CEM Veneer indicado para carillas e incrustaciones provisionales y definitivas de composite y cerámica (restauraciones <2 mm).

#### Extremadamente resistente al desgaste

La superficie lisa y brillante se mantiene a lo largo del tiempo gracias a su alta resistencia a la abrasión, lo que evita la formación de oquedades marginales y la decoloración.

#### Grosor reducido de la película

Las ventajas de la fuerza combinadas con una fluidez perfecta... ¡Se obtiene un ajuste excelente sin necesidad de precalentamiento!

### G-CEM Veneer Starter Kit

PVP Oferta **169,00€**

1 Ref. 012383

Contenido:

2 x G-CEM Veneer Refill (1ml; 1.7g) A2 & TR, 2 x Try-in Paste Refill (2ml; 1.5g) A2 & TR, G-Multi PRIMER 5ml, G-Premio BOND 5ml, 45 x Needle tips for G-CEM Veneer, 2 x Light protective cap, 50 x Microbrushes, 20 x Dispensing dish, IFU & Technique card.

PVP rec: ~~269,55€~~



## G-CEM LinkAce™ de GC

Cemento de resina autoadhesivo para soluciones fiables

¿Busca los mejores resultados incluso cuando la luz no puede atravesar la restauración?

Elija G-CEM LinkAce por:

- Su eficaz modo de autopolimerización garantiza una polimerización óptima incluso en restauraciones opacas o gruesas.
- No se necesita un tratamiento previo del diente ni la aplicación de Primers para metal o zirconio.
- El grosor reducido de la película (3 µm) garantiza un excelente ajuste de la prótesis.
- Excelente estabilidad del color que ofrece unos resultados estéticos duraderos.



## G-CEM LinkForce™ de GC

Cemento adhesivo de polimerización dual para todas las indicaciones y todos los sustratos



### G-CEM LinkForce Starter Kit A2 o Translúcido

PVP rec: ~~209,50€~~ PVP Oferta **149,00€**

2 Ref. 009542 y 009543

Contenido:

G-CEM LinkForce A2 o TR (Refs. 009542 y 009543) 8.7g (5ml) x 1, GC Automix Tip Regular x 20, G-Multi PRIMER (5ml) x 1, G-Premio BOND (5ml) x 1, Disposable dispensing dish x 20, Disposable applicator (fine) x 50, Technic Card

Colores disponibles



**A2**  
Color estándar para la cementación de la mayoría de las prótesis.



**Translúcido**  
Perfecto para restauraciones muy finas en que se desea conservar el color natural.



**Opaco**  
Útil para enmascarar sustratos decolorados cuando resulta necesario.



**Blanqueamiento**  
Utilizado para aumentar la opacidad y el brillo cuando se desean dientes de color blanco nacarado.

### G-CEM LinkAce Reposiciones

PVP Oferta **130,90€**

PVP rec: ~~157,00€~~

3 Contenido:  
2 jeringas A2 x 4.6g (2.7ml).

Referencias:

004857 - GC G-CEM LinkAce A2  
004858 - GC G-CEM LinkAce Translucent  
004859 - GC G-CEM LinkAce AO3  
004860 - GC G-CEM LinkAce BO1



Descuento **16%**



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Descargue nuestra Guía de Cementación GC para obtener instrucciones paso a paso para cada opción de cementación.

# G-Premio BOND de GC

Adhesivo universal  
monocomponente fotopolimerizable

## Zero compromiso!

### Zero descementaciones


¡Dé un paso más hacia el objetivo zero fallos!

### Zero decoloraciones

¡Elija unos resultados estéticos y duraderos!

### Zero sensibilidad postoperatoria

¡Ponga fin a la incomodidad del paciente!



### Zero errores

¡Disfrute de un procedimiento moldeable!

### Zero dificultades

¡Olvídese de procedimientos engorrosos!

### Zero residuos

¡Deje de perder tiempo y material!

4-MET

para una adhesión fiable al esmalte y a la dentina

MDP

para una adhesión excelente al esmalte y a la dentina, además de al circonio, la alúmina y los metales no preciosos.

MDTP

para la adhesión a los metales preciosos\*

## G-Premio BOND 3 x Bottle Pack

PVP Oferta

185,00€

PVP rec: ~~235,00€~~

1 Ref. 012688

Contenido:  
3 x 5ml G-Premio BOND Bottle Refill



Bote unitario:  
61,66€

G-Premio BOND  
TEMPSMART™

# TEMPSMART™ de GC

Un camino agradable hasta su restauración final

Composite de  
polimerización dual para coronas y puentes provisionales

Descuento  
25%

TEMPSMART DC  
Cartridge 48ml

PVP Oferta

79,00€

PVP rec: ~~104,50€~~

Contenido: 2  
Cartridge 48ml

Referencias:

12760 - A1 / 12761 - A2 / 12762 - A3  
12763 - A3.5 / 12764 - B1 / 12765 - BW



## TEMPSMART DC Syringe 10ml

PVP rec

63,50€

1 Contenido: Syringe 10ml

Referencias:

12766 - A1 / 12767 - A2 / 12768 - A3 / 12769 - B1



Elija el camino **Inteligente**

### TEMPSMART DC

se puede fotopolimerizar por lo que puede ahorrarle tiempo haciendo que sea más fácil y rápido el proceso.



Elija el camino **Seguro**

Material ideal para provisionales de larga duración y para puentes de gran envergadura, gracias a la red de polímeros de alta densidad.

Elija el camino **Atractivo**

### TEMPSMART DC

se puede pulir fácilmente para obtener un nivel de brillo elevado.



Elija el camino **Fácil**

### TEMPSMART DC

no usa plastificantes en su composición, esto garantiza una excelente polimerización para superficies duras, lisas y no pegajosas, y sin apenas capa de inhibición.



Precios y contenidos válidos hasta el 30 de abril de 2020 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

# essentia - Composite de restauración universal radiopaco fotopolimerizable

**7 colores** para el **90%** de las **restauraciones**  
 & **3 composiciones** para **optimizar el manejo**  
 y las **propiedades ópticas**

**3 colores de Dentina:**

Su manejo es sencillo gracias a su viscosidad suave, para un uso tanto con pincel como con espátula.

**2 colores de Esmalte:**

Le sorprenderá la facilidad de pulido en tan solo unos pasos y la excelente retención del brillo a largo plazo. Es ligeramente más denso para obtener la dureza exterior final.

**1 color Universal:**

Un monocolor para todas sus restauraciones donde no sea necesaria la estratificación, como en las cavidades pequeñas o posteriores.

**1 color Masking Liner:**

Para el bloqueo de decoloraciones.



- Light Dentine
- Medium Dentine
- Dark Dentine
- Light Enamel
- Dark Enamel
- Universal
- Masking Liner

**Essentia Starter Kit Syringe**

**PVP Oferta 255,00€**  
 PVP rec: ~~347,80€~~


1 Ref. 900963



- Essentia Syringe de 2ml ..... **55€**
- Essentia Modifier 2,4ml ..... **52€**
- Essentia Unitips (15x0,16ml) ..... **62€**
- Modifier Kit (Ref. 900981) ..... **191€**
- 4 jeringas (RBM, BM, WM, OM)

**4 Modificadores**

diseñados para caracterizar de forma rápida sus restauraciones:



**Essentia Universal de GC**

Essentia Universal no solo se integra perfectamente, sino que también se adapta a sus preferencias de manejo. Con tres viscosidades disponibles, ¡elija la que más le convenga!

Un color... que se ajusta a todo



**Essentia LoFlo**  
Composite Injectable con una baja fluidez

**Essentia HiFlo**  
Composite fluido con una alta humectabilidad

**Essentia**  
Composite condensable

**Color Universal**

**Essentia Universal Syringe Kit**

**PVP Oferta 128,50€**  
 PVP rec: ~~217,00€~~

2 Ref. 901464

Contenido:  
 4 x Essentia Syringe  
 Universal shade (2ml)

Jeringa: 30€



**Essentia Universal Unitip Kit**

**PVP Oferta 136,00€**  
 PVP rec: ~~217,00€~~

3 Ref. 901465

Contenido:  
 4 x Essentia Unitips Universal shade (0,16ml x 15 piezas)



Precios y contenidos válidos hasta el 30 de abril de 2020 o hasta fin de existencias excepto error tipográfico. No incluyen I.V.A. Ofertas válidas para España y Portugal. Solicite la oferta a su Depósito Dental.

# G-ænial™ de GC - el arte de crear invisibilidad...

Composite universal  
fotopolimerizable para una  
estética sencilla e invisible



## G-ænial Posterior convence por:

- su sistema de color adaptado
- una muy buena radiopacidad del 252%
- su muy buena consistencia
- y su excepcional resistencia y durabilidad




## G-ænial Anterior convence por:

- su estética y su radiopacidad
- sus muchas aplicaciones posibles
- su sistema de color apropiado para cada edad
- y su fácil manejo



Dr. J. Tapia Guadix (España)

Colores disponibles:



Composite LIBRE de Bisfenol-A ... contacte con el responsable regional de GC para más información

# D-Light® Pro de GC

Vea lo que el ojo no ve

Lámpara de fotopolimerización LED  
con doble longitud de onda

Promo Bundle D-Light Pro + GUI + GPB Kit

PVP Oferta: **945,00€**

Ahorre  
**535€**

PVP rec: ~~1.320,00€~~

1 Ref. 890455

Contenido: 1x D-Light Pro Kit,  
3x G-Premio BOND 5ml,  
1x G-ænial Universal Injectable  
Syringe 1ml A2,  
1x G-ænial Universal Injectable  
Syringe 1ml A3,  
Dispensing Tip Long Needle x20,  
Light-Protective Cap x2

3 años de garantía  
(Excepto para la batería, 1 año)

## G-ænial Anterior A2-A3 Syringe Promo Pack

PVP Oferta **158,00€**

2 Ref. 901611

PVP rec: ~~262,00€~~

Contenido:  
2x G-ænial Anterior syringe 2,7ml A2,  
2x G-ænial Anterior syringe 2,7ml A3

## G-ænial Syringe + G-Premio BOND Kit

PVP rec **175,00€**

4 Ref. 901418

Contenido:  
3 Jeringas (A2, A3, P-A3) G-Premio BOND 5ml,  
25 aplicadores y 20 bandejas desechables + muestra de discos de pulido Eve

## G-ænial Posterior PA2-PA3 Syringe Promo Pack

PVP Oferta **158,00€**

3 Ref. 901612

Contenido:  
2x G-ænial Posterior  
syringe 2,7ml PA2,  
2x G-ænial Posterior  
syringe 2,7ml PA3

# EQUIA Forte™ HT de GC - restauraciones que traspasan generaciones

Sistema de restauración de vidrio híbrido para obturación en bloque

**EQUIA Forte HT,** el mejor aliado para restauraciones posteriores



Un sistema basado en la simplicidad, la estabilidad y la confianza

## Nuevo método de Activación

¡Cambie a "Push & Mix"!



**1**  
Agitar o golpear para soltar el polvo



**2**  
Presione el émbolo y manténgalo presionado firmemente durante 2 segundos



**3**  
No haga clic antes de mezclar



**4**  
Mezclar durante 10 segundos



**5**  
Haga clic 2 veces para cebar la cápsula, luego dispense lentamente



Por la compra de 250 cápsulas, **SIN CARGO** un Vibrador de Cápsulas SilverMix (Ref.: 900548) valorado en 378,60€.

**SILVER MIX** será enviado desde **GC Ibérica**

## EQUIA FORTE HT Intro Pack 20 Cápsulas

**PVP Oferta 75,00€**

~~PVP rec: 104,45€~~

**1** Referencias:

901574 - A2 Fil / 901575 - A3 Fil / 901576 - B2 Fil

Contenido: 20 cápsulas **EQUIA Forte HT** A2 Fil, A3 Fil o B2 Fil, 20 monodosis **EQUIA Forte Coat** y 25 aplicadores.



## EQUIA FORTE HT Refill Pack

**PVP rec 178,40€**

**2** Contenido:

50 cápsulas **EQUIA Forte HT** Fil.

Referencias:

901584 - A1 / 901585 - A2 / 901586 - A3  
901587 - A3.5 / 901588 - B1 / 901589 - B2  
901590 - B3 / 901591 - C4

Vidrio híbrido biocompatible de alta densidad con una estética superior



Verdadera obturación en bloque



Tolerante a la humedad



Indicaciones extendidas



Durabilidad probada

# CERASMART™270 de GC

Bloque de cerámica híbrida CAD/CAM  
Ajuste y flexibilidad

## Resistencia superior para soportar las fuerzas de masticación

- Alta tasa de relleno gracias a la tecnología FSC.
- Resistencia a la flexión mejorada para restauraciones que perduren.
- Alta resistencia a las fracturas.

## Flexibilidad para absorber los impactos

- Menos picos de tensión durante la masticación.
- Menor riesgo de fatiga del material.
- Extremadamente adecuado para restauraciones de implantes.

## Resistencia a la abrasión para restauraciones de larga duración

- Desgaste muy bajo.
- Ideal para pacientes bruxistas.
- Alta retención de brillo.



# Initial™ LRF BLOCK de GC

Cerámica feldespática  
reforzada con Leucita

## Belleza y fuerza en un abrir y cerrar de ojos

### Velocidad

- Sin necesidad de cocción.
- Superficie lisa después del fresado y acabado fácil.

### Resistencia

- Más resistente que las cerámicas de feldespato convencionales.
- Menos roturas.
- Márgenes perfectos.

### Estética

- Aspecto directo.
- Dinámica de luz natural.



Bloque cerámico CAD/CAM feldespático reforzado con leucita

## GC CERASMART270

1 Contenido:  
CERASMART270 5 Bloques,  
Cerec o Universal

Oferta  
**4+1**



Colores disponibles de ambos:



## Initial™ LRF BLOCK

PVP rec: ~~76,10€~~

PVP Oferta **61,10€**

Descuento  
**20%**

2 Contenido:  
Initial™ LRF BLOCK 5 Bloques,  
Cerec o Universal.





# Un nuevo estándar en educación y formación

## PRÓXIMOS CURSOS 2020

### MADRID



24 DE ENE

Comprensión y manejo de Composites - **G-ænial**  
*Dra. Cristina Díaz* - Madrid

21 DE FEB

Essentia: la Simplificación Inteligente en Restauraciones Directas de Composite  
*Dr. Javier Tapia* - Madrid

17 DE ABR

Manejo Clínico **Essentia**  
*Dr. Fernando Rey y Dr. David Husam* - Madrid

### OPORTO

essentia

1 DE FEB

GC Composite Training **Essentia**  
*Dr. George Gomes* - Vila Do Conde

### BARCELONA

### BILBAO

28 DE FEB

Técnica de Inyección y Cementación  
*Dra. Rosalía Marcano* - Bilbao

19-20/06/2020  
WTC Barcelona

1er Congreso Internacional MI

En promoción del 100 ANIVERSARIO DE GC CORPORATION

[www.dentistryforlife2020.org](http://www.dentistryforlife2020.org)

### LEUVEN

20-21 DE ENE

Comprensión y Utilización de **G-ænial**  
*Dr. Adriano Teixeira* - Leuven

10-11 DE FEB

3-4 DE FEB

Comprensión y Utilización de **G-ænial & Cementación**  
*Dra. Simone Moretto* - Leuven

5-6 DE MAR

23-24 DE MAR

**GC IBÉRICA**  
**Dental Products, S.L.**  
Edificio Codesa 2  
Playa de las Américas, 2 - 1º  
28290 Las Rozas, Madrid, España.  
Tel.: 91 636 43 40 - Fax: 91 636 43 41  
info.spain@gc.dental  
www.spain.gceurope.com

**Síguenos en las Redes Sociales:**

- [www.facebook.com/GCIberica](https://www.facebook.com/GCIberica)
- <https://twitter.com/gciberica>
- [www.youtube.com/user/GCEuropeProducts](https://www.youtube.com/user/GCEuropeProducts)



De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales están incorporados en un fichero informático propiedad de **GC Ibérica Dental Products, S.L.** con el fin de prestarle los servicios solicitados e informarle sobre promociones. El interesado tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercitar dirigiéndose al responsable del fichero, **GC Ibérica Dental Products, S.L.** domiciliado en Avda. Playa de las Américas, 2, 1º, 28230 Las Rozas, Madrid o a la dirección de correo electrónico: [Info.Spain@gc.dental](mailto:Info.Spain@gc.dental).